

# HYALOFEMME 10

Vaginalgel med Hydeal-D®

 **Exeltis**  
www.exeltis.se

En applicering  
var tredje dag  
under en period  
av **30 dagar**  
rekommenderas  
om inget annat  
ordinerats

- Innehåller **Hydeal-D®** 0,2 %, en så kallad lågmolekylär hyaluronsyra, som ger både **snabb och långverkande återfuktning<sup>1</sup>**
- Bistår den **naturliga läkningsprocessen<sup>2</sup>** vid sprickor i vaginans slemhinna orsakade av friktion
- **Östrogenfritt alternativ** för lindring av symtom på vaginal torrhet<sup>3</sup>
- Vältolererat<sup>4</sup>



## Referenser:

1. Campoccia D, et al. Biomaterials 19 (1998) 2101–2127
2. Dusio GF et al. Immunology and Cell Biology (2011) 89, 630–639
3. Chen J, et al. J Sex Med 2013;10:1575–1584
4. Nappi, R.E, et al. Healthcare 2022, 10, 1528

## Förpackning:

30 g tub med 10 applicatorer

## Dosering:

Var 3:e dag

## Receptfri

Finns på apotek

Se baksida och bipacksedel  
för mer information →

## Produktinformation

Den vaginala slemhinnan är mjuk och smidig tack vare en noggrant balanserad mekanism. Denna känsliga balans kan under vissa perioder i en kvinnas liv drabbas av störningar, exempelvis efter en förlossning, under amning, i klimakteriet samt vid stress eller användning av preventivmedel. Detta kan leda till obehag i form av torrhet i slidan samt sveda eller klåda. Sveda och irritation beror ofta på små bristningar i slemhinnan som orsakats av friktion på grund av bristfällig fuktighet.

I sådana fall kan vissa läkemedelsbehandlingar förskrivas men det kan också vara lämpligt att använda en lokalt verkande produkt som återfuktar slemhinnan för att återställa dess naturliga smidighet och mjukhet. HYALOFEMME 10 är en färglös gel med fuktgivande och reparerande egenskaper. Gelen innehåller Hydeal-D®, en hyaluronsyraester.

Hyaluronsyra är en molekyl som bidrar till att hålla vävnadernas fuktighet på rätt nivå. Den spelar också en viktig roll för vävnadsreparation. Formuleringen baserad på Hydeal-D® gör det möjligt för gelen att fästa optimalt på vaginans slemhinnor. Den har även en mycket långvarig fuktgivande effekt och främjar den naturliga läkningen av de mikrolesioner (sårsprickor) som orsakas av friktion.

## Innehållsdeklaration

Aktiv substans: Hydeal-D® 0,2% (en hyaluronsyraester). Övriga innehållsämnen: propylenglykol, metylpropandiol, karbomer, 1,2-hexandiol, kaprylylglykol, natriumhydroxid, renat vatten. Innehållet är fritt från konserveringsmedel.

## Användning

Gel för lindring av vaginal torrhet med varierande ursprung; bistår den naturliga läkningsprocessen vid sprickor i vaginans slemhinna orsakade av friktion.

## Hur du använder produkten

1. Skruva fast applikatorn ordentligt på tubens munstycke.
2. Kläm på tuben tills applikatorn är fylld ända till stoppmarkeringen.
3. Skruva bort applikatorn från tuben. För att applicera gelen, lägg dig ned eller stå på huk och för in gelen i vaginan.
4. Tryck in kolven ända tills all gel har pressats ut.
5. Släng applikatorn efter användning.
6. Det rekommenderas att pressa ut en liten mängd gel från applikatorn före användning för att smörja applikatorspetsen innan den förs in i vagina.

## Användningsfrekvens

Hur ofta produkten bör användas beror på hur torra vaginans slemhinnor är. En applicering var tredje dag under en månads tid rekommenderas om inget annat ordinerats. Behandlingen behöver inte avbrytas under menstruation.

## Kontraindikationer

Överkänslighet mot produkten.

## Varningar och försiktighet

- Om du har en vaginal infektion ska du rådfråga din läkare innan du använder produkten.
- Produkten påverkar inte resultaten av gynekologiska tester.
- Produkten kan användas samtidigt med latex- och polyisoprenkondomer med eller

utan glidmedel. Produkten ska inte användas samtidigt med polyuretankondomer.

- Använd inte samtidigt med desinfektionsmedel som innehåller kvarternära ammoniumsalter, som t ex bensalkoniumklorid, eftersom detta kan orsaka utfällning av hyaluronsyra.
- Varje applikator är endast för engångsbruk och ska slängas efter användning. Om den återanvänds kan tillverkaren inte svara för applikatorns funktionalitet eller renlighet.
- Produkten ska inte användas om förpackningen uppvisar skador som kan tyda på att tuben inte är intakt.
- Kasta inte den tomma förpackningen i naturen.
- Använd inte produkten efter utgångsdatumet på förpackningen.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

## Biverkningar

Precis som för andra produkter som behandlar vaginal torrhet kan små vitaktiga och luktfria flytningar förekomma.

## Förvaring

Förvaras vid en temperatur på högst 30 °C. Får inte frysas.

## Produktförpackning

Kartong med en 30 g tub och 10 vaginalapplikatorer för engångsbruk i en förseglad påse.

## Tillverkare

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A – 35031 Abano Terme (PD) – ITALIEN

Datum för senaste översyn av instruktionerna för användning: sep 2019