

# HYALOfemme

## BEHANDLING AV VAGINAL TORRHET & IRRITATION I VAGINALSLEMHINNAN

- Innehåller **Hydeal-D 0,2%** (hyaluronsyraester) med **starka fuktgivande** egenskaper
- Bidrar till den **naturliga läkningsprocessen** vid sprickor i vaginans slemhinna orsakade av friktion
- Alternativ till östrogenbaserad behandling för **lindring av symptom på vaginal torrhet\***

\*Chen J. et al. Evaluation of the efficacy and safety of hyaluronic acid vaginal gel to ease vaginal dryness: a multicenter, randomized, controlled, open-label, parallel-group, clinical trial. J Sex Med. 2013; 10: 1575-84.



**NYHET!**  
RECEPTFRI  
HORMONFRI  
VAGINALGEL  
Reparerar &  
återfuktar

Förpackning: 30 g tub med 10 applikatorer. Dosering: var 3:e dag. Se bipacksedel för mer information →  
Pris på apotek: 219-249 kr/frp

Hyalofemme finns i sortimentet på  
**Apotea.se, Lloyds Apotek** och **Apoteksgruppen**



www.exeltis.se

## Produktinformation

Den vaginala slemhinnan är mjuk och smidig tack vare en mekanism som bidrar till att hålla underlivets slemhinnor fuktiga och smidiga. Detta är en känslig balans som under vissa perioder i en kvinnas liv kan drabbas av störningar, t ex efter en förlossning, under amning, klimakteriet, stressiga perioder eller vid användning av preventivmedel. Detta kan leda till obehag kännetecknat av torrhet i slidan och sveda eller klåda. Sveda och irritation beror ofta på små bristningar i slemhinnan som orsakats av friktion på grund av bristfällig fuktighet.

I sådana fall kan vissa läkemedelsbehandlingar förskrivas men det kan också vara lämpligt att använda en lokalt verkande produkt som återfuktar slemhinnan för att återställa dess naturliga smidighet och mjukhet. HYALOfemme är en färglös gel med starka fuktgivande egenskaper som innehåller Hydeal-D, en hyaluronsyraester.

Hyaluronsyra är en molekyl som upprätthåller vävnadernas fuktighet på rätt nivå och har dessutom en viktig roll för vävnadsreparation. Formuleringen baserad på Hydeal-D gör det möjligt för gelen att fästa optimalt på vaginans slemhinnor. Den har även en mycket långvarig fuktgivande effekt och främjar den naturliga läkningen av de mikrolesioner (sår/sprickor) som orsakas av friktion. Gelen innehåller varken parabener eller andra konserveringsmedel.

## Innehållsdeklaration

Aktiv substans: Hydeal-D 0,2 % (en hyaluronsyraester). Övriga innehållsämnen: propylenglykol, metylpropanediol, karbomer, 1,2-hexandiol, kaprylylglykol, natriumhydroxid, renat vatten. Innehållet är fritt från parabener, konserveringsmedel.

## Indikationer

Gel för behandling av vaginal torrhet med varierande ursprung; bidrar till den naturliga läkningsprocessen vid sprickor i vaginans slemhinna orsakade av friktion.

## Hur du använder produkten

1. Skruva fast applikatorn ordentligt på tubens munstycke.
2. Kläm på tuben tills applikatorn är fylld ända till stoppmarkeringen.
3. Skruva bort applikatorn från tuben. För att applicera gelen, lägg dig ned eller stå på huk och för in gelen i vagina.
4. Tryck in kolven ända tills all gel har pressats ut.
5. Släng applikatorn efter användning.
6. Det rekommenderas att pressa ut en liten mängd gel från applikatorn före användning för att smörja applikatorspetsen innan den förs in i vagina.

## Användningsfrekvens

Hur ofta produkten bör användas beror på hur torra vaginans slemhinnor är. En applicering var tredje dag under en månads tid rekommenderas om inget annat ordinerats. Behandlingen behöver inte avbrytas under menstruation.

## Kontraindikationer

Överkänslighet mot produkten.

## Varningar och försiktighet

- Om du har en vaginal infektion ska du rådfråga din läkare innan du använder produkten.
- Produkten påverkar inte resultaten av gynekologiska tester.
- Produkten kan användas samtidigt med latex- och polyisoprenkondomer med eller utan glidmedel.

- Produkten ska inte användas samtidigt med polyuretankondomer.
- Använd inte samtidigt med desinfektionsmedel som innehåller kvarternära ammoniumsalter, som t ex bensalkoniumklorid, eftersom detta kan orsaka utfällning av hyaluronsyra.
- Varje applikator är endast för engångsbruk och ska slängas efter användning. Om den återanvänds kan tillverkaren inte svara för applikatorns funktionalitet eller renlighet.
- Produkten ska inte användas om förpackningen uppvisar skador som kan tyda på att tuben inte är intakt.
- Kasta inte den tomma förpackningen i naturen.
- Använd inte produkten efter utgångsdatumet på förpackningen.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

## Biverkningar

Precis som för andra produkter som behandlar vaginal torrhet kan små vitaktiga och luktfria fytningar förekomma.

## Förvaring

Förvaras vid en temperatur på högst 30 °C. Får inte frysas.

## Produktförpackning

Kartong med en 30 g tub och 10 vaginalapplikatorer för engångsbruk i en förseglad påse.

## Tillverkare

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A – 35031 Abano Terme (PD) – ITALIEN

Datum för senaste översyn av instruktionerna för användning: november 2015